

004333 // SOFT PROTECT PLUS

Gesichtsmasken
Medizinprodukt Klasse I



Atmungsaktiv bei gleichzeitig zuverlässigem Schutz
Eingearbeiteter Nasenbügel für optimalen Sitz
Latexfreie Ohrschlaufen für optimalen Halt

004333 // SOFT PROTECT PLUS

Material: Polypropylen, lavendel

Sonstiges: 4-lagig

Verpackungseinheit: 10 Stück

NITRAS SOFT PROTECT PLUS, medizinische Gesichtsmaske, lavendel (Farbcode: 6500), Vliesstoff, 4-lagig, glasfaserfrei, atmungsaktiv bei gleichzeitig zuverlässigem Schutz, sehr weich, eingearbeiteter Nasenbügel für optimalen Sitz, runde und latexfreie Ohrschlaufen für optimalen Halt, farblich abgestimmt, EN 14683 Typ IIR, Bakterienfilterleistung > 98%, Box à 50 Stück

EN 14683
Type IIR

Branchen

-  Beauty Edition
-  Care Edition
-  Dental Edition
-  Medical Edition

Vorteile

- + Atmungsaktiv bei gleichzeitig zuverlässigem Schutz
- + Eingearbeiteter Nasenbügel für optimalen Sitz
- + Latexfreie Ohrschlaufen für optimalen Halt



Weitere Bilder



Farbvarianten



004333 // SOFT PROTECT PLUS
Farbcode: 6500



004331 // SOFT PROTECT PLUS
Farbcode: 2100



004334 // SOFT PROTECT PLUS
Farbcode: 6300



004335 // SOFT PROTECT PLUS
Farbcode: 5500



004336 // SOFT PROTECT PLUS
Farbcode: 6600



004338 // SOFT PROTECT PLUS
Farbcode: 1000



004339 // SOFT PROTECT PLUS
Farbcode: 6400

Weitere Informationen

	Material	Farbe	Flächengewicht
Oberstoff	100% Polypropylen	lavendel	

Physikalische Eigenschaften

Flächengewicht	23 g/qm
Gewicht	5 g
Abmessungen	17,5 cm x 9,5 cm ± 3 mm

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
Einheitsgröße	4059904129313	4059904129320	0,52 m	0,19 m	0,235 m	2,4 kg	56

Zolltarifnummer: 63079095110

Ursprungsland: China