

## TECHNISCHES DATENBLATT

### 004336 // SOFT PROTECT PLUS

Material:	Vliesstoff, bordeaux
Sonstiges:	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	500 Stück (10 Boxen à 50 Stück)



### Beschreibung

NITRAS SOFT PROTECT PLUS, medizinische Gesichtsmaske aus sehr weichem, glasfaserfreiem Vliesstoff, 4-lagig, eingearbeiteter Nasenbügel, runde und latexfreie Gummizüge, hergestellt nach EN 14683 Typ IIR, Bakterienfilterleistung > 98 %

### Aufbau

Lage 1: farbige Polypropylenschicht  
Lage 2: farbige Polypropylenschicht  
Lage 3: weißer Meltblownfilter  
Lage 4: weiße Polypropylenschicht  
Zwei elastische, latexfreie Gummibänder  
Nasenbügel aus kunststoffummanteltem Draht, die dem Nasenrücken angepasst werden können

### Technische Spezifikation

Lage 1: 23 g/qm ± 2 g/qm  
Lage 2: 23 g/qm ± 2 g/qm  
Lage 3: 20 g/qm ± 2 g/qm  
Lage 4: 20 g/qm ± 2 g/qm  
Abmessung: 17,5 cm x 9,5 cm ± 3 mm  
Gewicht: 5 g ± 0,2 g

Die medizinische Gesichtsmaske bietet guten Schutz gegen Staub, Spritzwasser und Bakterien und wurde speziell für den medizinischen Einsatz entwickelt.

### Aufbewahrung

Die Produkte müssen sachgerecht gelagert werden, d.h. in Kartons in kühlen, trockenen Räumen. Einflüsse wie Feuchtigkeit, Temperaturen, Licht sowie natürliche Werkstoffveränderungen während eines Zeitraumes können eine Änderung der Eigenschaften zur Folge haben.