

004546

PSA Risikokategorie III



Atmungsaktiv und wasserabweisend
Fester Sitz
Schutz gegen Infektionserreger

004546

Material: Polypropylen, hellblau

Sonstiges: Größe 2XL

Verpackungseinheit: 50 Stück

NITRAS medizinischer Kittel, hellblau (Farbcode: 2300), Polyethylen mit Laminatfilm, strapazierfähig, atmungsaktiv und wasserabweisend, Länge ca. 110 cm, angenehmes Tragegefühl, Rundkragen, Strickbund aus weicher Baumwolle an Ärmelabschlüssen für bessere Passform und festen Sitz, zum Binden im Nacken und hinter dem Körper, Schutz gegen Infektionserreger, Typ PB [6]-B, einzeln verpackt für mehr Hygiene

EN 13034



Type PB [6]-B

EN 14126



EN ISO 13688

Branchen



Care Edition



Medical Edition

Vorteile

- + Atmungsaktiv und wasserabweisend
- + Fester Sitz
- + Schutz gegen Infektionserreger

Leistungswerte

EN 13034:2005 + A1:2009	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 Type PB [6]-B	Flüssigkeitsabweisung: Schwefelsäure 30%	1-3	3
	Flüssigkeitsabweisung: Natriumhydroxid 10%	1-3	3
	Flüssigkeitsabweisung: o-Xylene	1-3	3
	Flüssigkeitsabweisung: Butan-1-ol	1-3	3
	Widerstand gegen Durchdringen: Schwefelsäure 30%	1-3	3
	Widerstand gegen Durchdringen: Natriumhydroxid 10%	1-3	3
	Widerstand gegen Durchdringen: o-Xylene	1-3	3
	Widerstand gegen Durchdringen: Butan-1-ol	1-3	3
EN 14126:2003	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Widerstand gegen die Penetration kontaminierter Flüssigkeiten unter hydrostatischem Druck: synthetisches Blut	1-6	6
	Widerstand gegen die Penetration kontaminierter Flüssigkeiten unter hydrostatischem Druck: Phi-X174 Bakteriophage	1-6	6
	Widerstand gegen die Penetration von Infektionserregern aufgrund mechanischen Kontakts mit Substanzen, die kontaminierte Flüssigkeiten enthalten: Staphylococcus Aureus	1-6	6
	Widerstand gegen die Penetration kontaminierter flüssiger Aerosole: Staphylococcus Aureus	1-3	3
	Widerstand gegen die Penetration kontaminierter Feststoffteilchen: Bacillus Subtilis	1-3	3

Weitere Informationen

	Material	Farbe	Flächengewicht
Oberstoff	100% Polyethylen	hellblau	
			
Nicht waschen	Nicht bleichen	Nicht im Trockner trocknen	Nicht bügeln
			
			Keine chemische Reinigung

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
2XL	4059904188273	4059904188280	0,5 m	0,32 m	0,35 m	13,88 kg	360

Zolltarifnummer: 62101098000

Ursprungsland: China