

007609

Verbrauchsmaterialien



Robust und strapazierfähig
Leicht zu verbiegen
Konstante Saugleistung

007609

Material: Polypropylen, transparent

Sonstiges: -

Verpackungseinheit: 10 Stück

Speichelsauger, transparent (Farbcode: 1400), Polypropylen, robust und strapazierfähig, Länge ca. 13 cm, abnehmbare Kappe, leicht zu verbiegen, zuverlässige Absaugung von Speichel und Flüssigkeiten, konstante Saugleistung, passend für gängige Absaugsysteme, Polybeutel à 100 Stück

Branchen

 Dental Edition

Vorteile

- + Robust und strapazierfähig
- + Leicht zu verbiegen
- + Konstante Saugleistung



Farbvarianten



007609
Farbcode: 1400



007600
Farbcode: 1100



007601
Farbcode: 2200



007602
Farbcode: 3000



007603
Farbcode: 6200



007604
Farbcode: 6300



007607
Farbcode: 6000

Weitere Informationen

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
Einheitsgröße	4059904061378	4059904135413	0,3 m	0,19 m	0,22 m	4,24 kg	81

Zolltarifnummer: 39269097000

Ursprungsland: Deutschland