

2008320 // BIG BLACK WAVE

Nitril-Einmalhandschuhe
PSA Risikokategorie III | Medizinprodukt Klasse I



Sehr gutes Tastempfinden
Sehr guter Trocken- und Ölgriff
Besonders robust und widerstandsfähig



2008320 // BIG BLACK WAVE

Material:	Nitril, schwarz
Beschichtung:	-
Größe(n):	S-XL
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	EN ISO 21420, EN ISO 374, EN 421

NITRAS BIG BLACK WAVE, Nitril-Einmalhandschuhe, schwarz (Farbcode: 1000), unsteril, Rollrand, puderfrei, hergestellt nach EN 455, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar (linke und rechte Hand), medizinische Handschuhe, mikrogeraute Fingerspitzen, Farbleitsystem für Größen, AQL 1,5, Schutz gegen Mikroorganismen, Bakterien und Viren, Schutz gegen radioaktive Kontamination durch feste Partikel, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, sehr guter Trocken- und Ölgriff, besonders robust und widerstandsfähig, Medizinprodukte Klasse I, PSA-Risikokategorie III, Box à 200 Stück

ISO 374-1/Type B



JKT

ISO 374-5:2016



VIRUS

EN ISO 21420

EN 421:2010


AQL
1,5

NI

TESTED
ACCORDING TO
EN 455

Branchen

-  Beauty Edition
-  Black Edition
-  Cleaning Edition
-  Dental Edition
-  Food Edition
-  Medical Edition

Vorteile

- + Sehr gutes Tastempfinden
- + Sehr guter Trocken- und Ölgriff
- + Besonders robust und widerstandsfähig



Weitere Bilder



Farbvarianten



2008320 // BIG BLACK WAVE
Farbcode: 1000



2008310 // BIG WHITE WAVE
Farbcode: 1100



2008311 // BIG BLUE WAVE
Farbcode: 2200

Leistungswerte

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 JKT	J - n-Heptan	1-6	3 (> 60)
	K - Natriumhydroxid 40%	1-6	6 (> 480)
	T - Formaldehyd 37%	1-6	4 (> 120)
EN ISO 374-5:2016	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 VIRUS	Penetration	-	Bestanden
	Schutz vor Viren	-	Bestanden
EN ISO 21420:2020 + A1:2024	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5
EN 421:2010	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
			

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Nitril	schwarz
Zeigefinger und Daumen	Nitril	schwarz
Handrücken	Nitril	schwarz
Fingerspitzen	Nitril	schwarz
Stulpe / Strickbund	Nitril	schwarz

Materialstärke (ca.)

Finger	0,10 mm
Innenhand	0,08 mm
Stulpe	0,07 mm

Größe	Länge (mm)	Breite Handfläche (mm)
XS	240	76
S	240	84
M	240	94
L	240	105
XL	240	113

Eigenschaften	Vor dem Altern	Nach dem Altern
Reißdehnung	500%	400%
Reißfestigkeit	14 MPa	14 MPa

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
XS	4059904126916	4059904126923	0,43	0,31	0,24 m	7,38 kg	60
S	4059904126930	4059904126947	0,43 m	0,31 m	0,24 m	7,38 kg	60
M	4059904126954	4059904126961	0,43 m	0,31 m	0,24 m	8,09 kg	60
L	4059904126978	4059904126985	0,43 m	0,31 m	0,24 m	8,5 kg	60
XL	4059904126992	4059904127005	0,43 m	0,31 m	0,24 m	9,44 kg	60

Zolltarifnummer: 40151200000

Ursprungsland: Malaysia