


20150

Sterilisationsverpackungen



Hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit
Sichere Siegelnähte
Zuverlässige Sterilbarriere

MADE IN
EUROPE

20150

Material: Polypropylen / Papier, blau

Sonstiges: Rollenbreite 150 mm

Verpackungseinheit: 4 Stück

Sterilisationsfolie mit Dampf- und EO-Gasindikator, blau (Farbcode: 2200), Polypropylen / Papier, hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit, Rollenlänge 200 m, Rollenbreite 150 mm, für FO-Sterilisation geeignet, sichere Siegelnähte, zuverlässige Sterilbarriere, Siegeltemperatur: 160° C / 180° C, Zeit zwischen den Riegeln der Maschine und dem Produkt: 0,9 Sekunden / 1,5 Sekunden, Druck: 1 -3 bar, empfohlene Temperatur: 160° C und 180° C, Dampfsterilisation: 121° C = 15 Minuten (Minimum) / 134° C = 5 Minuten (Minimum), EtO Gas: 50 - 60° C = 3-6 Stunden



Branchen

-  Beauty Edition
-  Black Edition
-  Dental Edition
-  Medical Edition

Vorteile

- + Hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit
- + Sichere Siegelnähte
- + Zuverlässige Sterilbarriere



Weitere Informationen

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
Einheitsgröße	4059904060968	4059904029774	0,24 m	0,22 m	0,17 m	13,1 kg	96

Zolltarifnummer: 48025525000

Ursprungsland: Italien