


210000

Sterilisationsverpackungen



Prüfkörper aus Kunststoff
Indikatorstreifen aus Papier
Benutzung im Autoklaven

MADE IN
EUROPE

210000

Material: Kunststoff / Papier, weiß / blau

Sonstiges: EN 867, EN ISO 11140

Verpackungseinheit: 1 Stück

Helix-Test für die Dampfsterilisation, weiß / blau, (Farbcode: 1122), Prüfkörper aus Kunststoff, Indikatorstreifen aus Papier, Dampfdurchdringungstest für Hohlkörper zur Sterilisationsprozesskontrolle, Benutzung im Autoklaven für 3,5 Minuten bei 134° C, Set bestehend aus einem Prüfkörper und 100 Indikatorstreifen je Packung, entspricht den technischen Normen EN 867-5 und EN ISO 11140-1 Typ 2

MADE IN
EUROPE

Branchen

-  Beauty Edition
-  Black Edition
-  Dental Edition
-  Medical Edition

Vorteile

- + Prüfkörper aus Kunststoff
- + Indikatorstreifen aus Papier
- + Benutzung im Autoklaven



Weitere Informationen

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
Einheitsgröße		4059904188266	0,16 m	0,09 m	0,03 m	0,2 kg	

Zolltarifnummer: 38221900190

Ursprungsland: Italien