

TECHNISCHES DATENBLATT

213435

Material:	Papier, weiß / rot
Sonstiges:	EN ISO 11140
Verpackungseinheit:	80 Stück



Beschreibung

Bowie-Dick-Test für Autoklaven, Papier, weiß / rot, gleichwertig mit der in EN 285 angegebenen Prüfpackung, plastifizierter Indikatorbogen mit Farbumschlag von rosa nach schwarz, jede Packung befindet sich in einer kleinen und praktischen Schachtel, die direkt in den Autoklaven eingesetzt werden kann, gemäß den Normen EN ISO 11140-1 Typ 2 und EN ISO 11140-4, 4 Boxen à 20 Stück