

# 214260

Verbrauchsmaterialien



Sterilisation sichtbar durch Farbwechsel  
Für mehrere Verfahren einsetzbar  
Hohe Sicherheit für Patienten

MADE IN  
EUROPE

## 214260

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Material:</b>           | Polypropylen / Papier, blau |
| <b>Sonstiges:</b>          | Größe 140 x 260 mm          |
| <b>Verpackungseinheit:</b> | 8 Stück                     |

Sterilisationsbeutel mit Dampf- und EO-Gasindikator, blau (Farbcode: 2200), Polypropylen / Papier, hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit, Abmessungen: 140 x 260 mm, selbstklebend, sichere Siegelnähte, zuverlässige Sterilbarriere, Box à 200 Beutel, die Klarsichtbeutel dienen als Verpackung für medizinische Produkte, die dampf- oder gassterilisiert werden sollen, versiegeln Sie das offene Ende mit dem Durchlauf- oder Impulssiegelgerät bei der empfohlenen Temperatur (170-180°C), Druck: 70-90 N / cm<sup>2</sup> (bitte beim Hersteller des Siegelgerätes fragen), die Verpackung darf nur einmal benutzt werden. Keine beschädigte Packung verwenden, EO Gas: gelb/braun sterilisiert, Dampf: braun sterilisiert, Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht und zu große Hitze, Temperatur: 10-30°C, Luftfeuchtigkeit: 30-60°C

MADE IN  
EUROPE

### Branchen

-  Beauty Edition
-  Black Edition
-  Dental Edition
-  Medical Edition

### Vorteile

- + Sterilisation sichtbar durch Farbwechsel
- + Für mehrere Verfahren einsetzbar
- + Hohe Sicherheit für Patienten



## Weitere Informationen

### Logistikdaten

| Größe         | GTIN (UVE)    | GTIN (VE)     | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Gewicht (kg) | Menge VE /<br>Palette |
|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|----------|--------------|-----------------------|
| Einheitsgröße | 4059904060999 | 4059904029804 | 0,34 m    | 0,34 m     | 0,26 m   | 8,6 kg       | 48                    |

Zolltarifnummer: 48025525000

Ursprungsland: Italien