



TECHNISCHES DATENBLATT

214260 | 260100 | 275250 | 290250

Material:	PP / Papier, blau	
Größen:	siehe unten	
Verpackungseinheit:	siehe unten	



ARTIKEL	GRÖSSEN	VERPACKUNGSEINHEIT
214260	140 x 260 mm	1.600 Stück (8 Boxen à 200 Stück)
260100	60 x 100 mm	4.200 Stück (21 Boxen à 200 Stück)
275250	75 x 250 mm	2.400 Stück (12 Boxen à 200 Stück)
290250	90 x 250 mm	2.400 Stück (12 Boxen à 200 Stück)

Beschreibung

Sterilisationsbeutel mit Dampf- und EO-Gasindikator, selbstklebend, Papier: 60 g/m², für Ethylenoxid- und Dampfsterilisation geeignet

Anwendungshinweise

Die Klarsichtbeutel dienen als Verpackung für medizinische Produkte, die dampf- oder gassterilisiert werden sollen.

Versiegeln Sie das offene Ende mit dem Durchlauf- oder Impulssiegelgerät bei der empfohlenen Temperatur (170-180°C).

Druck: 70-90 N / cm² (bitte beim Hersteller des Siegelgerätes fragen)

Die Verpackung darf nur einmal benutzt werden. Keine beschädigte Packung verwenden.

Externe Indikatoren

EO Gas: gelb/braun sterilisiert Dampf: braun sterilisiert

Lagerbedingungen

Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht und zu große Hitze

Temperatur: 10-30°C Luftfeuchtigkeit: 30-60°C

Kreissparkasse Köln

IBAN: DE49 3705 0299 0127 2721 64 COKSDE33XXX

Sparkasse Köln/Bonn

IBAN: DE32 3705 0198 1933 3245 90

HypoVereinsbank

✓ info@nitras-medical.com

IBAN: DE63 3702 0090 0027 7497 39

BIC: HYVEDEMM429



VERSION 1.0.0 | 200520_SB | PAGE 1/1