

260100

Verbrauchsmaterialien



Für mehrere Verfahren einsetzbar
Für mehrere Verfahren einsetzbar
Hohe Sicherheit für Patienten

MADE IN
EUROPE

260100

Material:	Polypropylen / Papier, blau
Sonstiges:	Größe 60 x 100 mm
Verpackungseinheit:	21 Stück

Sterilisationsbeutel mit Dampf- und EO-Gasindikator, blau (Farbcode: 2200), Polypropylen / Papier, hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit, Abmessungen: 60 x 100 mm, selbstklebend, sichere Siegelnähte, zuverlässige Sterilbarriere, Box à 200 Beutel, die Klarsichtbeutel dienen als Verpackung für medizinische Produkte, die dampf- oder gassterilisiert werden sollen, versiegeln Sie das offene Ende mit dem Durchlauf- oder Impulsiegelgerät bei der empfohlenen Temperatur (170-180°C), Druck: 70-90 N / cm² (bitte beim Hersteller des Siegelgerätes fragen), die Verpackung darf nur einmal benutzt werden. Keine beschädigte Packung verwenden, EO Gas: gelb/braun sterilisiert, Dampf: braun sterilisiert, Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht und zu große Hitze, Temperatur: 10-30°C, Luftfeuchtigkeit: 30-60°C

**MADE IN
EUROPE**

Branchen

-  Beauty Edition
-  Black Edition
-  Dental Edition
-  Medical Edition

Vorteile

- + Für mehrere Verfahren einsetzbar
- + Für mehrere Verfahren einsetzbar
- + Hohe Sicherheit für Patienten



Weitere Informationen

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
Einheitsgröße	4059904061002	4260144489048	0,24 m	0,24 m	0,42 m	4,6 kg	60

Zolltarifnummer: 48025525000

Ursprungsland: Italien