

290250

Verbrauchsmaterialien



Sterilisation sichtbar durch Farbwechsel
Für mehrere Verfahren einsetzbar
Hohe Sicherheit für Patienten

MADE IN
EUROPE

290250

Material:	Polypropylen / Papier, blau
Sonstiges:	Größe 90 x 250 mm
Verpackungseinheit:	12 Stück

Sterilisationsbeutel mit Dampf- und EO-Gasindikator, blau (Farbcode: 2200), Polypropylen / Papier, hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit, Abmessungen: 90 x 250 mm, selbstklebend, sichere Siegelnähte, zuverlässige Sterilbarriere, Box à 200 Beutel, die Klarsichtbeutel dienen als Verpackung für medizinische Produkte, die dampf- oder gassterilisiert werden sollen, versiegeln Sie das offene Ende mit dem Durchlauf- oder Impulsiegelgerät bei der empfohlenen Temperatur (170-180°C), Druck: 70-90 N / cm² (bitte beim Hersteller des Siegelgerätes fragen), die Verpackung darf nur einmal benutzt werden. Keine beschädigte Packung verwenden, EO Gas: gelb/braun sterilisiert, Dampf: braun sterilisiert, Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht und zu große Hitze, Temperatur: 10-30°C, Luftfeuchtigkeit: 30-60°C

**MADE IN
EUROPE**

Branchen

-  Beauty Edition
-  Black Edition
-  Dental Edition
-  Medical Edition

Vorteile

- + Sterilisation sichtbar durch Farbwechsel
- + Für mehrere Verfahren einsetzbar
- + Hohe Sicherheit für Patienten



Weitere Informationen

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
Einheitsgröße	4059904061026	4059904029835	0,34 m	0,33 m	0,26 m	8,04 kg	54

Zolltarifnummer: 48025525000

Ursprungsland: Italien