

TECHNISCHES DATENBLATT

290250

Material:	Polypropylen / Papier, blau
Sonstiges:	Größe 90 x 250 cm
Verpackungseinheit:	2.400 Stück



Beschreibung

Sterilisationsbeutel mit Dampf- und EO-Gasindikator, Polypropylen / Papier, blau, selbstklebend, Größe 90 x 250 cm, 12 Boxen à 200 Stück

Anwendungshinweise

Die Klarsichtbeutel dienen als Verpackung für medizinische Produkte, die dampf- oder gassterilisiert werden sollen.

Versiegeln Sie das offene Ende mit dem Durchlauf- oder Impulssiegelgerät bei der empfohlenen Temperatur (170-180°C).

Druck: 70-90 N / cm² (bitte beim Hersteller des Siegelgerätes fragen)

Die Verpackung darf nur einmal benutzt werden. Keine beschädigte Packung verwenden.

Externe Indikatoren

EO Gas: gelb/braun sterilisiert

Dampf: braun sterilisiert

Lagerbedingungen

Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht und zu große Hitze

Temperatur: 10-30°C

Luftfeuchtigkeit: 30-60°C