

## TECHNISCHES DATENBLATT

### 4017

Material:	Vliesstoff, blau
Durchmesser:	ca. 55 cm
Verpackungseinheit:	1.000 Stück (10 Beutel à 100 Stück)



Oberstoff: 100% Polypropylen

### Beschreibung

Klipphauben, blau, Durchmesser ca. 55 cm, Vliesstoff, glasfaserfrei und atmungsaktiv, gerafft, angenehmes Tragegefühl, baumwollummantelter Gummizug, 10 Beutel à 100 Stück

### Technische Spezifikation

Gewicht:  $12\text{g/m}^2 \pm 2\text{g}$

### Aufbewahrung

Die Produkte müssen sachgerecht gelagert werden, d.h. in Kartons in kühlen, trockenen Räumen. Einflüsse wie Feuchtigkeit, Temperaturen, Licht sowie natürliche Werkstoffveränderungen während eines Zeitraumes können eine Änderung der Eigenschaften zur Folge haben.