

4321 // SOFT PROTECT

Gesichtsmasken
Medizinprodukt Klasse I



Atmungsaktiv bei gleichzeitig zuverlässigem Schutz
Eingearbeiteter Nasenbügel für optimalen Sitz
Latexfreie Ohrschlaufen für optimalen Halt

4321 // SOFT PROTECT

Material: Polypropylen, hellblau

Sonstiges: 3-lagig

Verpackungseinheit: 10 Stück

NITRAS SOFT PROTECT, medizinische Gesichtsmaske, hellblau (Farbcode: 2300), Vliesstoff, 3-lagig, glasfaserfrei, atmungsaktiv bei gleichzeitig zuverlässigem Schutz, sehr weich, eingearbeiteter Nasenbügel für optimalen Sitz, runde und latexfreie Ohrschlaufen für optimalen Halt, EN 14683 Typ IIR, Bakterienfilterleistung > 98%, Box à 50 Stück

EN 14683
Type IIR

Branchen

-  Beauty Edition
-  Care Edition
-  Dental Edition
-  Medical Edition

Vorteile

- + Atmungsaktiv bei gleichzeitig zuverlässigem Schutz
- + Eingearbeiteter Nasenbügel für optimalen Sitz
- + Latexfreie Ohrschlaufen für optimalen Halt



Weitere Bilder



Farbvarianten



4321 // SOFT PROTECT
Farbcode: 2300



4320 // SOFT PROTECT
Farbcode: 1100



4322 // SOFT PROTECT
Farbcode: 3000



4323 // SOFT PROTECT
Farbcode: 6500



4324 // SOFT PROTECT
Farbcode: 6300



4329 // SOFT PROTECT
Farbcode: 6400

Weitere Informationen

	Material	Farbe	Flächengewicht
Oberstoff	100% Polypropylen	hellblau	

Physikalische Eigenschaften

Flächengewicht	23 g/qm
Abmessungen	17,5 cm x 9,5 cm ± 2 mm

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
Einheitsgröße	4059904073289	4059904073296	0,53 m	0,2 m	0,21 m	2,42 kg	72

Zolltarifnummer: 63079095110

Ursprungsland: China