

TECHNISCHES DATENBLATT

4331 // PROTECT

Material:	Vliesstoff, blau
Sonstiges:	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	500 Stück (10 Boxen à 50 Stück)



Beschreibung

NITRAS PROTECT, medizinische Gesichtsmaske, blau, 3-lagig, eingearbeiteter Nasenbügel, runde & latexfreie Gummizüge, hergestellt nach EN 14683 Typ IIR, Bakterienfilterleistung > 98 %

Aufbau

3-lagige blaue Polypropylenschicht
Zwei elastische, latexfreie Gummibänder
Nasenbügel aus kunststoffummanteltem Draht, die dem Nasenrücken angepasst werden können

Technische Spezifikation

Lage 1:	15 g/qm \pm 2 g/qm
Lage 2:	25 g/qm \pm 2 g/qm
Lage 3:	30 g/qm \pm 2 g/qm
Abmessung:	17,5 cm x 9,5 cm \pm 2 mm
Gewicht:	2,3 g \pm 0,2 g

Aufbewahrung

Die Produkte müssen sachgerecht gelagert werden, d.h. in Kartons in kühlen, trockenen Räumen. Einflüsse wie Feuchtigkeit, Temperaturen, Licht sowie natürliche Werkstoffveränderungen während eines Zeitraumes können eine Änderung der Eigenschaften zur Folge haben.