

51551

Verbrauchsmaterialien



Durchstichsicher und stabil
Sicher verschließbarer Deckel
Fassungsvermögen 1.000 ml

51551

Material: Polyethylen, schwarz

Sonstiges: EN ISO 23907

Verpackungseinheit: 100 Stück

NITRAS Kanülenabwurfbehälter, schwarz (Farbcode: 1000), Polyethylen, durchstichsicher und stabil, Abmessungen: ca. 11 x 10 x 15,5 cm, Fassungsvermögen 1.000 ml, sicher verschließbarer Deckel, transparent, EN ISO 23907

Branchen

-  Black Edition
-  Medical Edition

Vorteile

- + Durchstichsicher und stabil
- + Sicher verschließbarer Deckel
- + Fassungsvermögen 1.000 ml



Weitere Informationen

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
Einheitsgröße	4059904098459	4059904092426	0,57 m	0,39 m	0,38 m	9,07 kg	20

Zolltarifnummer: 39231090900

Ursprungsland: China