

75210

Liegenabdeckungen



Zum hygienischen Schutz für Tragen
Saugfähige Oberseite
Flüssigkeitsundurchlässige Unterseite

75210

Material: Papier / Polyethylen, weiß

Sonstiges: -

Verpackungseinheit: 4 Stück

Einmal-Trageschutzlaken, weiß (Farbcode: 1100), Papier / Polyethylen, reißfest und strapazierfähig, zum hygienischen Schutz für Tragen, Liegen oder Betten, 2-lagig: obere Lage Papier, untere Lage Polyethylen, saugfähige Oberseite, flüssigkeitsundurchlässige Unterseite, Abmessungen: ca. 80 x 210 cm, 48-fach fadenverstärkt, Polybeutel à 25 Blatt

Branchen



Care Edition



Medical Edition

Vorteile

- + Zum hygienischen Schutz für Tragen
- + Saugfähige Oberseite
- + Flüssigkeitsundurchlässige Unterseite



Weitere Informationen

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
Einheitsgröße		4059904090132	0,55 m	0,23 m	0,23 m	7,23 kg	48

Zolltarifnummer: 48189010000

Ursprungsland: China