

759002

Sonstiges



Waschbar
Wasserdichte Schutzschicht
Besonders weich



759002

Material: Polyester, weiß / blau

Sonstiges: -

Verpackungseinheit: 20 Stück

NITRAS Bettschutzunterlage, weiß / blau (Farbcode: 1122), waschbar, zum hygienischen Schutz von Tragen, Liegen und Betten, ca. 330 g, 4-lagig, oberste und unterste Schicht aus weichem Polyester, aufsaugende Schutzschicht aus PU, wasserdichte Schutzschicht aus Polyester / Viskose, Größe ca. 75 x 90 cm, waschbar bei 95° C, einzeln verpackt



Branchen

 Care Edition

Vorteile

- + Waschbar
- + Wasserdichte Schutzschicht
- + Besonders weich

Weitere Informationen


Handwäsche


Nicht bleichen


Trocknen im Trockner
schonend


Nicht bügeln


Keine chemische Reinigung

Separat oder mit gleichen Farben waschen. Angaben gelten nur für unveredelte Produkte. Keinen Weichspüler verwenden. Waschen Sie der Umwelt zuliebe bei 30° C.

Logistikdaten

| Farbcode | GTIN (UVE) | GTIN (VE) | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Gewicht (kg) | Menge VE / Palette |
|----------|---------------|---------------|-----------|------------|----------|--------------|--------------------|
| 1122 | 4059904230125 | 4059904230132 | 0,52 m | 0,31 m | 0,36 m | 7,6 kg | 20 |

Zolltarifnummer: 39249000909

Ursprungsland: China