

76050

Liegenabdeckungen



Saugfähige Oberseite
Flüssigkeitsundurchlässige Unterseite
Schutz vor Feuchtigkeit und Verschmutzungen

76050

Material:	Papier / Polyethylen, schwarz
Sonstiges:	3-lagig
Verpackungseinheit:	6 Stück

Liegenabdeckung, schwarz (Farbcode: 1000), Papier / Polyethylen, reißfest und strapazierfähig, 3-lagig: zwei Lagen Papier, eine Lage Polyethylen, saugfähige Oberseite, flüssigkeitsundurchlässige Unterseite, perforiert, Tuchbreite ca. 60 cm, Tuchlänge ca. 50 cm, Schutz vor Feuchtigkeit und Verschmutzungen, Rollenlänge 40 m

Branchen

 Black Edition

Vorteile

- + Saugfähige Oberseite
- + Flüssigkeitsundurchlässige Unterseite
- + Schutz vor Feuchtigkeit und Verschmutzungen



Weitere Informationen

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
Einheitsgröße	4059904093737	4059904093744	0,63 m	0,34 m	0,22 m	7,82 kg	28

Zolltarifnummer: 48189010

Ursprungsland: Deutschland