

8100 // VINYL PF

Vinyl-Einmalhandschuhe
PSA Risikokategorie I | Medizinprodukt Klasse I




Besonders feinfühlig
Perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen
Sehr gutes Tastempfinden



8100 // VINYL PF

Material:	Vinyl, transparent
Beschichtung:	-
Größe(n):	XS-XL
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	-

NITRAS VINYL PF, Vinyl-Einmalhandschuhe, transparent (Farbcode: 1400), unsteril, Rollrand, puderfrei, hergestellt nach EN 455, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar (linke und rechte Hand), medizinische Handschuhe, AQL 1,5, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, Medizinprodukte Klasse I, PSA-Risikokategorie I, Box à 100 Stück



Branchen

-  Care Edition
-  Cleaning Edition
-  Food Edition
-  Medical Edition

Vorteile

- + Besonders feinfühlig
- + Perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen
- + Sehr gutes Tastempfinden



Weitere Bilder



Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Vinyl	transparent
Zeigefinger und Daumen	Vinyl	transparent
Handrücken	Vinyl	transparent
Fingerspitzen	Vinyl	transparent
Stulpe / Strickbund	Vinyl	transparent

Materialstärke (ca.)

Finger	0,06 mm
Innenhand	0,06 mm
Stulpe	0,06 mm

Größe	Länge (mm)	Breite Handfläche (mm)
XS	240	75
S	240	85
M	240	95
L	240	105
XL	240	115

Eigenschaften	Vor dem Altern	Nach dem Altern
Reißdehnung	300%	
Reißfestigkeit	11 MPa	

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
XS	4059904092129	4059904092136	0,35 m	0,27 m	0,24 m	4,9 kg	80
S	4059904092082	4059904092099	0,35	0,27	0,24 m	5,49 kg	80
M	4059904092068	4059904092075	0,35	0,27	0,24 m	5,76 kg	80
L	4059904092044	4059904092051	0,35	0,27	0,24 m	6,72 kg	80
XL	4059904092105	4059904092112	0,35 m	0,27 m	0,24 m	6,48 kg	80

Zolltarifnummer: 39262000000

Ursprungsland: China