

8101 // VINYL P

Vinyl-Einmalhandschuhe
PSA Risikokategorie I | Medizinprodukt Klasse I




Besonders feinfühlig
Perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen
Sehr gutes Tastempfinden



8101 // VINYL P

Material:	Vinyl, transparent
Beschichtung:	-
Größe(n):	S-XL
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	-

NITRAS VINYL P, Vinyl-Einmalhandschuhe, transparent (Farbcode: 1400), unsteril, Rollrand, gepudert, hergestellt nach EN 455, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar (linke und rechte Hand), medizinische Handschuhe, AQL 1,5, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, Medizinprodukte Klasse I, PSA-Risikokategorie I, Box à 100 Stück



Branchen

-  Care Edition
-  Cleaning Edition
-  Food Edition
-  Medical Edition

Vorteile

- + Besonders feinfühlig
- + Perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen
- + Sehr gutes Tastempfinden



Weitere Bilder



Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Vinyl	transparent
Zeigefinger und Daumen	Vinyl	transparent
Handrücken	Vinyl	transparent
Fingerspitzen	Vinyl	transparent
Stulpe / Strickbund	Vinyl	transparent

Materialstärke (ca.)

Finger	0,6 mm
Innenhand	0,6 mm
Stulpe	0,6 mm

Größe	Länge (mm)	Breite Handfläche (mm)
S	240	85
M	240	95
L	240	105
XL	240	115

Eigenschaften	Vor dem Altern	Nach dem Altern
Reißdehnung	300%	
Reißfestigkeit	11 MPa	

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
S	4059904092181	4059904092198	0,35 m	0,27 m	0,24 m	5,08 kg	80
M	4059904092167	4059904092174	0,35 m	0,27 m	0,24 m	6,42 kg	80
L	4059904092143	4059904092150	0,35 m	0,27 m	0,24 m	6,26 kg	80
XL	4059904092204	4059904092211	0,35 m	0,27 m	0,24 m	6,73 kg	80

Zolltarifnummer: 39262000000

Ursprungsland: China