

8215 // POLYMER SOFT

Latex-Einmalhandschuhe
PSA Risikokategorie I | Medizinprodukt Klasse I



Mikrogeraute Oberfläche
Besonders feinfühlig
Sehr gutes Tastempfinden



AQL
1,5

LA

TESTED
ACCORDING TO
EN 455

8215 // POLYMER SOFT

Material:	Latex, weiß
Beschichtung:	-
Größe(n):	XS-XL
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	-

NITRAS POLYMER SOFT, Latex-Einmalhandschuhe, weiß (Farbcode: 1100), unsteril, Rollrand, puderfrei, hergestellt nach EN 455, extra griffig, beidseitig tragbar (linke und rechte Hand), mikrogeraute Oberfläche, Polymerbeschichtung, medizinische Handschuhe, AQL 1,5, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr rutschfest, sehr gutes Tastempfinden, sehr guter Trocken- und Nassgriff, Medizinprodukte Klasse I, PSA-Risikokategorie I, Box à 100 Stück



Branchen

-  Dental Edition
-  Medical Edition

Vorteile

- + Mikrogeraute Oberfläche
- + Besonders feinfühlig
- + Sehr gutes Tastempfinden



Weitere Bilder



Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Latex	weiß
Zeigefinger und Daumen	Latex	weiß
Handrücken	Latex	weiß
Fingerspitzen	Latex	weiß
Stulpe / Strickbund	Latex	weiß

Materialstärke (ca.)

Finger	12 mm
Innenhand	11 mm
Stulpe	11 mm

Größe	Länge (mm)	Breite Handfläche (mm)
XS	240	76
S	240	84
M	240	94
L	240	105
XL	240	113

Eigenschaften

	Vor dem Altern	Nach dem Altern
Reißdehnung	650%	500%
Reißfestigkeit	18 MPa	14 MPa

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
XS	4059904089730	4059904089785	0,37 m	0,25 m	0,23 m	5,83 kg	80
S	4059904089747	4059904089792	0,37 m	0,25 m	0,23 m	6,11 kg	80
M	4059904089754	4059904089808	0,37 m	0,25 m	0,23 m	6,76 kg	80
L	4059904089761	4059904089815	0,37 m	0,25 m	0,23 m	7,1 kg	80
XL	4059904089778	4059904089822	0,37 m	0,25 m	0,23 m	7,17 kg	80

Zolltarifnummer: 40151200000

Ursprungsland: Malaysia