

8220 // BLACK SCORPION

Latex-Einmalhandschuhe
PSA Risikokategorie III | Medizinprodukt Klasse I



Sehr rutschfest
Sehr gutes Tastempfinden
Sehr guter Trocken- und Nassgriff



8220 // BLACK SCORPION

Material:	Latex, schwarz
Beschichtung:	-
Größe(n):	XS-XL
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	EN ISO 21420, EN ISO 374

NITRAS BLACK SCORPION, Latex-Einmalhandschuhe, schwarz (Farbcode: 1000), unsteril, Rollrand, puderfrei, hergestellt nach EN 455, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar (linke und rechte Hand), medizinische Handschuhe, extra griffig, mikrogeraute Oberfläche, Farbleitsystem für Größen, AQL 1,5, Schutz gegen Mikroorganismen und Bakterien, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr rutschfest, sehr gutes Tastempfinden, sehr guter Trocken- und Nassgriff, Medizinprodukte Klasse I, PSA-Risikokategorie III, Box à 100 Stück

ISO 374-1/Type C



ISO 374-5:2016



EN ISO 21420

LA


AQL
1,5

TESTED
ACCORDING TO
EN 455

Branchen



Black Edition



Food Edition

Vorteile

- + Sehr rutschfest
- + Sehr gutes Tastempfinden
- + Sehr guter Trocken- und Nassgriff



Weitere Bilder



Leistungswerte

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	K - Natriumhydroxid 40%	1-6	6 (> 480)
	L - Schwefelsäure 96%	1-6	1 (> 10)
	T - Formaldehyd 37%	1-6	6 (> 480)
EN ISO 374-5:2016	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Penetration	-	Bestanden
	Schutz vor Viren	-	-
EN ISO 21420:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Latex	schwarz
Zeigefinger und Daumen	Latex	schwarz
Handrücken	Latex	schwarz
Fingerspitzen	Latex	schwarz
Stulpe / Strickbund	Latex	schwarz

Materialstärke (ca.)

Finger	0,17 mm
Innenhand	0,14 mm
Stulpe	0,10 mm

Größe	Länge (mm)	Breite Handfläche (mm)
XS	240	76
S	240	84
M	240	94
L	240	105
XL	240	113

Eigenschaften

	Vor dem Altern	Nach dem Altern
Reißdehnung	750%	240%
Reißfestigkeit	21 MPa	18 MPa

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
XS	4059904086500	4059904086555	0,41 m	0,27 m	0,25 m	6,1 kg	72
S	4059904086517	4059904086562	0,4 m	0,27 m	0,25 m	6,81 kg	72
M	4059904086524	4059904086579	0,4 m	0,27 m	0,25 m	7,23 kg	72
L	4059904086531	4059904086586	0,4 m	0,27 m	0,25 m	8,56 kg	72
XL	4059904086548	4059904086593	0,4 m	0,27 m	0,25 m	8,96 kg	72

Zolltarifnummer: 40151200000

Ursprungsland: Malaysia