

TECHNISCHES DATENBLATT

8230 // SUPREME GRIP

Material:	Latex, naturfarben
Beschichtung:	-
Grösse(n):	XS-XL
Verpackungseinheit:	1000 Stück (10 Boxen à 100 Stück)
Zertifizierung:	-



Beschreibung

NITRAS SUPREME GRIP, Latex-Einmalhandschuhe, naturfarben, unsteril, Rollrand, puderfrei, hergestellt nach EN 455, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar, medizinische Untersuchungshandschuhe, chloriert, extra griffig, mikrogeraute Oberfläche, Farbleitsystem für Größen, AQL 1,5, 10 Boxen à 100 Stück

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Latex	Naturfarben
Zeigefinger und Daumen	Latex	Naturfarben
Handrücken	Latex	Naturfarben
Fingerspitzen	Latex	Naturfarben
Stulpe / Strickbund	Latex	Naturfarben

Materialstärke (ca.)	mm
Finger	0,17 ± 0,03
Innenhand	0,14 ± 0,02
Stulpe	0,10 ± 0,02

Abmessungen	Größe	Werte
Länge (mm)	alle Größen	min. 240
Breite Handfläche (mm)	XS	77 ± 3
	S	84 ± 3
	M	94 ± 3
	L	103 ± 3
	XL	115 ± 3

Materialeigenschaften	Standard vor dem Altern
Reißdehnung (%)	min. 750
Reißfestigkeit (MPa)	min. 21

Aufbewahrung

Die Produkte müssen sachgerecht gelagert werden, d.h. in Kartons in kühlen, trockenen Räumen. Einflüsse wie Feuchtigkeit, Temperaturen, Licht sowie natürliche Werkstoffveränderungen während eines Zeitraumes können eine Änderung der Eigenschaften zur Folge haben.

Haltbarkeit

Siehe Umverpackung