

8305 // PROTECT 300

Nitril-Einmalhandschuhe
PSA Risikokategorie III | Medizinprodukt Klasse I



Sehr gutes Tastempfinden
Sehr guter Trocken- und Ölgriff
Besonders robust und widerstandsfähig



8305 // PROTECT 300

Material:	Nitril, lila
Beschichtung:	-
Größe(n):	S-XL
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	EN ISO 21420, EN ISO 374

NITRAS PROTECT 300, Nitril-Einmalhandschuhe, lila (Farbcode: 6200), unsteril, Rollrand, puderfrei, hergestellt nach EN 455, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar (linke und rechte Hand), medizinische Handschuhe, mikrogeraute Fingerspitzen, Länge ca. 300 mm, AQL 1,5, Schutz gegen Mikroorganismen, Bakterien und Viren, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mitkleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, sehr guter Trocken- und Ölgriff, besonders robust und widerstandsfähig, Medizinprodukte Klasse I, PSA-Risikokategorie III, Box à 100 Stück

ISO 374-1/Type B



JKT

ISO 374-5:2016



VIRUS

EN ISO 21420

NI






AQL
1,5



TESTED
ACCORDING TO
EN 455

Branchen

-  Cleaning Edition
-  Food Edition
-  Medical Edition

Vorteile



- + Sehr gutes Tastempfinden
- + Sehr guter Trocken- und Ölgriff
- + Besonders robust und widerstandsfähig



Weitere Bilder



Leistungswerte

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 JKT	J - n-Heptan	1-6	3 (> 60)
	K - Natriumhydroxid 40%	1-6	6 (> 480)
	T - Formaldehyd 37%	1-6	4 (> 120)
EN ISO 374-5:2016	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 VIRUS	Penetration	-	Bestanden
	Schutz vor Viren	-	-
EN ISO 21420:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Nitril	lila
Zeigefinger und Daumen	Nitril	lila
Handrücken	Nitril	lila
Fingerspitzen	Nitril	lila
Stulpe / Strickbund	Nitril	lila

Materialstärke

Finger	0,12 mm
Innenhand	0,08 mm
Stulpe	0,08 mm

Größe	Länge (mm)	Breite Handfläche (mm)
S	300	84
M	300	84
L	300	105
XL	300	113

Eigenschaften	Vor dem Altern	Nach dem Altern
Reißdehnung	6%	6%

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
S	4059904096394	4059904096431	0,37 m	0,26 m	0,28 m	6,13 kg	70
M	4059904096400	4059904096448	0,37 m	0,26 m	0,28 m	6,26 kg	70
L	4059904096417	4059904096455	0,37 m	0,26 m	0,28 m	6,68 kg	70
XL	4059904096424	4059904096462	0,37 m	0,26 m	0,28 m	6,86 kg	70

Zolltarifnummer: 40151200000

Ursprungsland: Malaysia