

8310 // WHITE WAVE

Nitril-Einmalhandschuhe
PSA Risikokategorie III | Medizinprodukt Klasse I



Sehr gutes Tastempfinden
Sehr guter Trocken- und Ölgriff
Besonders robust und widerstandsfähig



8310 // WHITE WAVE

Material:	Nitril, weiß
Beschichtung:	-
Größe(n):	XS-XL
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	EN ISO 21420, EN ISO 374, EN 421

NITRAS WHITE WAVE, Nitril-Einmalhandschuhe, weiß (Farbcode: 1100), unsteril, Rollrand, puderfrei, hergestellt nach EN 455, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar (linke und rechte Hand), medizinische Handschuhe, mikrogeraute Fingerspitzen, Farbleitsystem für Größen, AQL 1,5, Schutz gegen Mikroorganismen, Bakterien und Viren, Schutz gegen radioaktive Kontamination durch feste Partikel, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, sehr guter Trocken- und Ölgriff, besonders robust und widerstandsfähig, Medizinprodukte Klasse I, PSA-Risikokategorie III, Box à 100 Stück

ISO 374-1/Type B



JKT

ISO 374-5:2016



VIRUS

EN ISO 21420

EN 421:2010



Branchen

-  Beauty Edition
-  Care Edition
-  Cleaning Edition
-  Dental Edition
-  Food Edition
-  Medical Edition

Vorteile

- + Sehr gutes Tastempfinden
- + Sehr guter Trocken- und Ölgriff
- + Besonders robust und widerstandsfähig



Weitere Bilder



Farbvarianten



8310 // WHITE WAVE
Farbcode: 1100



8324 // INDIGO WAVE
Farbcode: 2400



8328 // VIOLET WAVE
Farbcode: 6200



8327 // CANDY WAVE
Farbcode: 6400



8326 // RED WAVE
Farbcode: 6000



8325 // MINT WAVE
Farbcode: 3200



8323 // GREEN WAVE
Farbcode: 3000



8322 // PURPLE WAVE
Farbcode: 6200



8321 // PINK WAVE
Farbcode: 6300



8320 // BLACK WAVE
Farbcode: 1000



8311 // BLUE WAVE
Farbcode: 2200



8304 // GLAMOUR WAVE
Farbcode: 6300

Leistungswerte

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 JKT	J - n-Heptan	1-6	3 (> 60)
	K - Natriumhydroxid 40%	1-6	6 (> 480)
	T - Formaldehyd 37%	1-6	4 (> 120)
EN ISO 374-5:2016	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 VIRUS	Penetration	-	Bestanden
	Schutz vor Viren	-	Bestanden
EN ISO 21420:2020 + A1:2024	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5
EN 421:2010	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
			

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Nitril	weiß
Zeigefinger und Daumen	Nitril	weiß
Handrücken	Nitril	weiß
Fingerspitzen	Nitril	weiß
Stulpe / Strickbund	Nitril	weiß

Materialstärke

Finger	0,10 mm
Innenhand	0,08 mm
Stulpe	0,07 mm

Größe	Länge (mm)	Breite Handfläche (mm)
XS	240	75
S	240	85
M	240	95
L	240	105
XL	240	115

Eigenschaften	Vor dem Altern	Nach dem Altern
Reißdehnung	600%	500%
Reißfestigkeit	18 MPa	20 MPa

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
XS	4059904035430	4059904003842	0,34 m	0,24 m	0,24 m	3,73 kg	80
S	4059904035447	4059904003859	0,34 m	0,24 m	0,24 m	3,98 kg	80
M	4059904035454	4059904003866	0,34 m	0,24 m	0,24 m	4,3 kg	80
L	4059904035461	4059904003873	0,34 m	0,24 m	0,24 m	4,44 kg	80
XL	4059904035478	4059904003880	0,34 m	0,24 m	0,24 m	5,23 kg	80

Zolltarifnummer: 40151200000

Ursprungsland: Malaysia