

# 8310 // WHITE WAVE

Nitril-Einmalhandschuhe  
PSA Risikokategorie III | Medizinprodukt Klasse I



Sehr gutes Tastempfinden  
Sehr guter Trocken- und Ölgriff  
Besonders robust und widerstandsfähig



## 8310 // WHITE WAVE

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Material:</b>           | Nitril, weiß                     |
| <b>Beschichtung:</b>       | -                                |
| <b>Größe(n):</b>           | XS-XL                            |
| <b>Verpackungseinheit:</b> | 10 Stück                         |
| <b>Zertifizierung:</b>     | EN ISO 21420, EN ISO 374, EN 421 |

NITRAS WHITE WAVE, Nitril-Einmalhandschuhe, weiß (Farbcode: 1100), unsteril, Rollrand, puderfrei, hergestellt nach EN 455, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar (linke und rechte Hand), medizinische Handschuhe, mikrogeraute Fingerspitzen, Farbleitsystem für Größen, AQL 1,5, Schutz gegen Mikroorganismen, Bakterien und Viren, Schutz gegen radioaktive Kontamination durch feste Partikel, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, sehr guter Trocken- und Ölgriff, besonders robust und widerstandsfähig, Medizinprodukte Klasse I, PSA-Risikokategorie III, Box à 100 Stück

ISO 374-1/Type B



JKT

ISO 374-5:2016



VIRUS

EN ISO 21420

EN 421:2010



### Branchen

-  Beauty Edition
-  Care Edition
-  Cleaning Edition
-  Dental Edition
-  Food Edition
-  Medical Edition

### Vorteile

- + Sehr gutes Tastempfinden
- + Sehr guter Trocken- und Ölgriff
- + Besonders robust und widerstandsfähig



## Weitere Bilder

---



## Farbvarianten



**8310 // WHITE WAVE**  
Farbcode: 1100



**8324 // INDIGO WAVE**  
Farbcode: 2400



**8328 // VIOLET WAVE**  
Farbcode: 6200



**8327 // CANDY WAVE**  
Farbcode: 6400



**8326 // RED WAVE**  
Farbcode: 6000



**8325 // MINT WAVE**  
Farbcode: 3200



**8323 // GREEN WAVE**  
Farbcode: 3000



**8322 // PURPLE WAVE**  
Farbcode: 6200



**8321 // PINK WAVE**  
Farbcode: 6300



**8320 // BLACK WAVE**  
Farbcode: 1000



**8311 // BLUE WAVE**  
Farbcode: 2200



**8304 // GLAMOUR WAVE**  
Farbcode: 6300

## Leistungswerte

| EN ISO 374-1:2016 + A1:2018                                                                | Prüfparameter           | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| <br>JKT   | J - n-Heptan            | 1-6             | 3 (> 60)     |
|                                                                                            | K - Natriumhydroxid 40% | 1-6             | 6 (> 480)    |
|                                                                                            | T - Formaldehyd 37%     | 1-6             | 4 (> 120)    |
| EN ISO 374-5:2016                                                                          | Prüfparameter           | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
| <br>VIRUS | Penetration             | -               | Bestanden    |
|                                                                                            | Schutz vor Viren        | -               | Bestanden    |
| EN ISO 21420:2020 + A1:2024                                                                | Prüfparameter           | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|                                                                                            | Fingerbeweglichkeit     | 1-5             | 5            |
| EN 421:2010                                                                                | Prüfparameter           | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|         |                         |                 |              |

## Weitere Informationen

|                        | Material | Farbe |
|------------------------|----------|-------|
| Handinnenfläche        | Nitril   | weiß  |
| Zeigefinger und Daumen | Nitril   | weiß  |
| Handrücken             | Nitril   | weiß  |
| Fingerspitzen          | Nitril   | weiß  |
| Stulpe / Strickbund    | Nitril   | weiß  |

### Materialstärke (ca.)

|           |         |
|-----------|---------|
| Finger    | 0,10 mm |
| Innenhand | 0,08 mm |
| Stulpe    | 0,07 mm |

| Größe | Länge (mm) | Breite Handfläche (mm) |
|-------|------------|------------------------|
| XS    | 240        | 75                     |
| S     | 240        | 85                     |
| M     | 240        | 95                     |
| L     | 240        | 105                    |
| XL    | 240        | 115                    |

| Eigenschaften  | Vor dem Altern | Nach dem Altern |
|----------------|----------------|-----------------|
| Reißdehnung    | 600%           | 500%            |
| Reißfestigkeit | 18 MPa         | 20 MPa          |

### Logistikdaten

| Größe | GTIN (UVE)    | GTIN (VE)     | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Gewicht (kg) | Menge VE / Palette |
|-------|---------------|---------------|-----------|------------|----------|--------------|--------------------|
| XS    | 4059904035430 | 4059904003842 | 0,34 m    | 0,24 m     | 0,24 m   | 3,73 kg      | 80                 |
| S     | 4059904035447 | 4059904003859 | 0,34 m    | 0,24 m     | 0,24 m   | 3,98 kg      | 80                 |
| M     | 4059904035454 | 4059904003866 | 0,34 m    | 0,24 m     | 0,24 m   | 4,3 kg       | 80                 |
| L     | 4059904035461 | 4059904003873 | 0,34 m    | 0,24 m     | 0,24 m   | 4,44 kg      | 80                 |
| XL    | 4059904035478 | 4059904003880 | 0,34 m    | 0,24 m     | 0,24 m   | 5,23 kg      | 80                 |

Zolltarifnummer: 40151200000

Ursprungsland: Malaysia