

8321 // PINK WAVE

Nitril-Einmalhandschuhe
PSA Risikokategorie III | Medizinprodukt Klasse I



Sehr gutes Tastempfinden
Sehr guter Trocken- und Ölgriff
Besonders robust und widerstandsfähig



AQL
1,5

NI

TESTED
ACCORDING TO
EN 455

8321 // PINK WAVE

Material:	Nitril, rosa
Beschichtung:	-
Größe(n):	XS-L
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	EN ISO 21420, EN ISO 374, EN 421

NITRAS PINK WAVE, Nitril-Einmalhandschuhe, rosa (Farbcode: 6300), unsteril, Rollrand, puderfrei, hergestellt nach EN 455, beidseitig tragbar (linke und rechte Hand), medizinische Handschuhe, mikrogeraute Fingerspitzen, Farbleitsystem für Größen, AQL 1,5, Schutz gegen Mikroorganismen, Bakterien und Viren, Schutz gegen radioaktive Kontamination durch feste Partikel, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, sehr guter Trocken- und Ölgriff, besonders robust und widerstandsfähig, Medizinprodukte Klasse I, PSA-Risikokategorie III, Box à 100 Stück

ISO 374-1:2016/Type B



JKT

ISO 374-5:2016



VIRUS

EN ISO 21420

EN 421:2010


AQL
1,5

NI

TESTED
ACCORDING TO
EN 455

Branchen

-  Beauty Edition
-  Black Edition
-  Care Edition
-  Cleaning Edition
-  Dental Edition
-  Medical Edition

Vorteile

- + Sehr gutes Tastempfinden
- + Sehr guter Trocken- und Ölgriff
- + Besonders robust und widerstandsfähig



Weitere Bilder



Farbvarianten



8321 // PINK WAVE
Farbcode: 6300



8304 // GLAMOUR WAVE
Farbcode: 6300



8310 // WHITE WAVE
Farbcode: 1100



8311 // BLUE WAVE
Farbcode: 2200



8320 // BLACK WAVE
Farbcode: 1000



8322 // PURPLE WAVE
Farbcode: 6200



8323 // GREEN WAVE
Farbcode: 3000



8324 // INDIGO WAVE
Farbcode: 2400



8325 // MINT WAVE
Farbcode: 3200



8326 // RED WAVE
Farbcode: 6000



8327 // CANDY WAVE
Farbcode: 6400



8328 // VIOLET WAVE
Farbcode: 6200

Leistungswerte

EN ISO 21420:2020 + A1:2024		Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
		Fingerbeweglichkeit	1-5	5
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018		Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 JKT		J - n-Heptan	1-6	3 (> 60)
		K - Natriumhydroxid 40%	1-6	6 (> 480)
		T - Formaldehyd 37%	1-6	4 (> 120)
EN ISO 374-5:2016		Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 VIRUS		Penetration	-	Bestanden
		Schutz vor Viren	-	Bestanden
EN 421:2010		Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
				

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Nitril	rosa
Zeigefinger und Daumen	Nitril	rosa
Handrücken	Nitril	rosa
Fingerspitzen	Nitril	rosa
Stulpe / Strickbund	Nitril	rosa

Materialstärke (ca.)

Finger	0,10 mm
Innenhand	0,08 mm
Stulpe	0,07 mm

Größe	Länge (mm)	Breite Handfläche (mm)
XS	240	76
S	240	84
M	240	94
L	240	
XL	240	113

Eigenschaften	Vor dem Altern	Nach dem Altern
Reißdehnung	500%	400%
Reißfestigkeit	14 MPa	14 MPa

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
XS	4059904035584	4059904003996	0,37 m	0,23 m	0,22 m	3,95 kg	80
S	4059904035591	4059904004009	0,37 m	0,23 m	0,22 m	4,38 kg	80
M	4059904035607	4059904004016	0,37 m	0,23 m	0,22 m	4,56 kg	80
L	4059904035614	4059904004023	0,37 m	0,23 m	0,22 m	5,07 kg	80
XL	4059904035621	4059904004030	0,37 m	0,23 m	0,22 m	5,58 kg	80

Zolltarifnummer: 40151200000

Ursprungsland: Malaysia