

# 8321 // PINK WAVE

Nitril-Einmalhandschuhe  
PSA Risikokategorie III | Medizinprodukt Klasse I



Sehr gutes Tastempfinden  
Sehr guter Trocken- und Ölgriff  
Besonders robust und widerstandsfähig



AQL  
1,5

NI

TESTED  
ACCORDING TO  
EN 455







## 8321 // PINK WAVE

<b>Material:</b>	Nitril, rosa
<b>Beschichtung:</b>	-
<b>Größe(n):</b>	XS-L
<b>Verpackungseinheit:</b>	10 Stück
<b>Zertifizierung:</b>	EN ISO 21420, EN ISO 374, EN 421

NITRAS PINK WAVE, Nitril-Einmalhandschuhe, rosa (Farbcode: 6300), unsteril, Rollrand, puderfrei, hergestellt nach EN 455, beidseitig tragbar (linke und rechte Hand), medizinische Handschuhe, mikrogeraute Fingerspitzen, Farbleitsystem für Größen, AQL 1,5, Schutz gegen Mikroorganismen, Bakterien und Viren, Schutz gegen radioaktive Kontamination durch feste Partikel, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, sehr guter Trocken- und Ölgriff, besonders robust und widerstandsfähig, Medizinprodukte Klasse I, PSA-Risikokategorie III, Box à 100 Stück



### Branchen

-  Beauty Edition
-  Black Edition
-  Care Edition
-  Cleaning Edition
-  Dental Edition
-  Medical Edition

### Vorteile

- + Sehr gutes Tastempfinden
- + Sehr guter Trocken- und Ölgriff
- + Besonders robust und widerstandsfähig



Weitere Bilder

---



Farbvarianten

---



**8321 // PINK WAVE**  
Farbcode: 6300



**8304 // GLAMOUR WAVE**  
Farbcode: 6300



**8310 // WHITE WAVE**  
Farbcode: 1100



**8311 // BLUE WAVE**  
Farbcode: 2200



**8320 // BLACK WAVE**  
Farbcode: 1000



**8322 // PURPLE WAVE**  
Farbcode: 6200



**8323 // GREEN WAVE**  
Farbcode: 3000



**8324 // INDIGO WAVE**  
Farbcode: 2400



**8325 // MINT WAVE**  
Farbcode: 3200



**8326 // RED WAVE**  
Farbcode: 6000






**8327 // CANDY WAVE**  
Farbcode: 6400



**8328 // VIOLET WAVE**  
Farbcode: 6200

Leistungswerte

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 JKT	J - n-Heptan	1-6	3 (> 60)
	K - Natriumhydroxid 40%	1-6	6 (> 480)
	T - Formaldehyd 37%	1-6	4 (> 120)
EN ISO 374-5:2016	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 VIRUS	Penetration	-	Bestanden
	Schutz vor Viren	-	Bestanden
EN ISO 21420:2020 + A1:2024	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5
EN 421:2010	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
			

**Weitere Informationen**

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Nitril	rosa
Zeigefinger und Daumen	Nitril	rosa
Handrücken	Nitril	rosa
Fingerspitzen	Nitril	rosa
Stulpe / Strickbund	Nitril	rosa

**Materialstärke**

Finger	0,10 mm
Innenhand	0,08 mm
Stulpe	0,07 mm

Größe	Länge (mm)	Breite Handfläche (mm)
XS	240	76
S	240	84
M	240	94
L	240	
XL	240	113

Eigenschaften	Vor dem Altern	Nach dem Altern
Reißdehnung	500%	400%
Reißfestigkeit	14 MPa	14 MPa

**Logistikdaten**

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
XS	4059904035584	4059904003996	0,37 m	0,23 m	0,22 m	3,95 kg	80
S	4059904035591	4059904004009	0,37 m	0,23 m	0,22 m	4,38 kg	80
M	4059904035607	4059904004016	0,37 m	0,23 m	0,22 m	4,56 kg	80
L	4059904035614	4059904004023	0,37 m	0,23 m	0,22 m	5,07 kg	80
XL	4059904035621	4059904004030	0,37 m	0,23 m	0,22 m	5,58 kg	80

Zolltarifnummer: 40151200000

Ursprungsland: Malaysia