

8322 // PURPLE WAVE

Nitril-Einmalhandschuhe
PSA Risikokategorie III | Medizinprodukt Klasse I




Sehr gutes Tastempfinden
Sehr guter Trocken- und Ölgriff
Besonders robust und widerstandsfähig



8322 // PURPLE WAVE

Material:	Nitril, lila
Beschichtung:	-
Größe(n):	XS-XL
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	EN ISO 21420, EN ISO 374, EN 421

NITRAS PURPLE WAVE, Nitril-Einmalhandschuhe, lila (Farbcode: 6200), unsteril, Rollrand, puderfrei, hergestellt nach EN 455, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar (linke und rechte Hand), medizinische Handschuhe, mikrogeraute Fingerspitzen, Farbleitsystem für Größen, AQL 1,5, Schutz gegen Mikroorganismen, Bakterien und Viren, Schutz gegen radioaktive Kontamination durch feste Partikel, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, sehr guter Trocken- und Ölgriff, besonders robust und widerstandsfähig, Medizinprodukte Klasse I, PSA-Risikokategorie III, Box à 100 Stück



Branchen

-  Beauty Edition
-  Black Edition
-  Cleaning Edition
-  Dental Edition
-  Food Edition
-  Medical Edition

Vorteile

- + Sehr gutes Tastempfinden
- + Sehr guter Trocken- und Ölgriff
- + Besonders robust und widerstandsfähig



Weitere Bilder



Farbvarianten



8322 // PURPLE WAVE
Farbcode: 6200



8304 // GLAMOUR WAVE
Farbcode: 6300



8310 // WHITE WAVE
Farbcode: 1100



8311 // BLUE WAVE
Farbcode: 2200



8320 // BLACK WAVE
Farbcode: 1000



8321 // PINK WAVE
Farbcode: 6300



8323 // GREEN WAVE
Farbcode: 3000



8324 // INDIGO WAVE
Farbcode: 2400



8325 // MINT WAVE
Farbcode: 3200



8326 // RED WAVE
Farbcode: 6000



8327 // CANDY WAVE
Farbcode: 6400



8328 // VIOLET WAVE
Farbcode: 6200

Leistungswerte

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 JKT	J - n-Heptan	1-6	3 (> 60)
	K - Natriumhydroxid 40%	1-6	6 (> 480)
	T - Formaldehyd 37%	1-6	4 (> 120)
EN ISO 374-5:2016	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 VIRUS	Penetration	-	Bestanden
	Schutz vor Viren	-	Bestanden
EN ISO 21420:2020 + A1:2024	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5
EN 421:2010	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
			

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Nitril	lila
Zeigefinger und Daumen	Nitril	lila
Handrücken	Nitril	lila
Fingerspitzen	Nitril	lila
Stulpe / Strickbund	Nitril	lila

Materialstärke (ca.)

Finger	0,10 mm
Innenhand	0,08 mm
Stulpe	0,07 mm

Größe	Länge (mm)	Breite Handfläche (mm)
XS	240	76
S	240	84
M	240	94
L	240	105
XL	240	113

Eigenschaften	Vor dem Altern	Nach dem Altern
Reißdehnung	500%	400%
Reißfestigkeit	14 MPa	14 MPa

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
XS	4059904035638	4059904004047	0,37 m	0,24 m	0,22 m	3,56 kg	80
S	4059904035645	4059904004054	0,37 m	0,24 m	0,22 m	4,03 kg	80
M	4059904035652	4059904004061	0,37 m	0,24 m	0,22 m	4,35 kg	80
L	4059904035669	4059904004078	0,37 m	0,24 m	0,22 m	4,44 kg	80
XL	4059904035676	4059904004085	0,37 m	0,24 m	0,22 m	4,85 kg	80

Zolltarifnummer: 40151200000

Ursprungsland: Malaysia