

8327 // CANDY WAVE

Nitril-Einmalhandschuhe
PSA Risikokategorie III | Medizinprodukt Klasse I




Sehr gutes Tastempfinden
Sehr guter Trocken- und Ölgriff
Besonders robust und widerstandsfähig









8327 // CANDY WAVE

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Material: | Nitril, pink |
| Beschichtung: | - |
| Größe(n): | XS-L |
| Verpackungseinheit: | 10 Stück |
| Zertifizierung: | EN ISO 21420, EN ISO 374, EN 421 |

NITRAS CANDY WAVE, Nitril-Einmalhandschuhe, pink (Farbcode: 6400), unsteril, Rollrand, puderfrei, hergestellt nach EN 455, beidseitig tragbar (linke und rechte Hand), medizinische Handschuhe, mikrogeraute Fingerspitzen, Farbleitsystem für Größen, AQL 1,5, Schutz gegen Mikroorganismen, Bakterien und Viren, Schutz gegen radioaktive Kontamination durch feste Partikel, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, sehr guter Trocken- und Ölgriff, besonders robust und widerstandsfähig, Medizinprodukte Klasse I, PSA-Risikokategorie III, Box à 100 Stück



Branchen

-  Beauty Edition
-  Black Edition
-  Care Edition
-  Cleaning Edition
-  Dental Edition
-  Medical Edition

Vorteile

- + Sehr gutes Tastempfinden
- + Sehr guter Trocken- und Ölgriff
- + Besonders robust und widerstandsfähig



Weitere Bilder



Farbvarianten



8327 // CANDY WAVE
Farbcode: 6400



8304 // GLAMOUR WAVE
Farbcode: 6300



8310 // WHITE WAVE
Farbcode: 1100



8311 // BLUE WAVE
Farbcode: 2200



8320 // BLACK WAVE
Farbcode: 1000



8321 // PINK WAVE
Farbcode: 6300



8322 // PURPLE WAVE
Farbcode: 6200



8323 // GREEN WAVE
Farbcode: 3000



8324 // INDIGO WAVE
Farbcode: 2400



8325 // MINT WAVE
Farbcode: 3200






8326 // RED WAVE
Farbcode: 6000



8328 // VIOLET WAVE
Farbcode: 6200

Leistungswerte

| EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 | Prüfparameter | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|--|-------------------------|-----------------|--------------|
|  JKT | J - n-Heptan | 1-6 | 3 (> 60) |
| | K - Natriumhydroxid 40% | 1-6 | 6 (> 480) |
| | T - Formaldehyd 37% | 1-6 | 4 (> 120) |
| EN ISO 374-5:2016 | Prüfparameter | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|  VIRUS | Penetration | - | Bestanden |
| | Schutz vor Viren | - | Bestanden |
| EN ISO 21420:2020 | Prüfparameter | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
| | Fingerbeweglichkeit | 1-5 | 5 |
| EN 421:2010 | Prüfparameter | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|  | | | |

Weitere Informationen

| | Material | Farbe |
|------------------------|----------|-------|
| Handinnenfläche | Nitril | pink |
| Zeigefinger und Daumen | Nitril | pink |
| Handrücken | Nitril | pink |
| Fingerspitzen | Nitril | pink |
| Stulpe / Strickbund | Nitril | pink |

Materialstärke

| | |
|-----------|---------|
| Finger | 0,10 mm |
| Innenhand | 0,08 mm |
| Stulpe | 0,07 mm |

| Größe | Länge (mm) | Breite Handfläche (mm) |
|-------|------------|------------------------|
| XS | 240 | 76 |
| S | 240 | 84 |
| M | 240 | 94 |
| L | 240 | 105 |

| Eigenschaften | Vor dem Altern | Nach dem Altern |
|----------------|----------------|-----------------|
| Reißdehnung | 500% | 400% |
| Reißfestigkeit | 14 MPa | 14 MPa |

Logistikdaten

| Größe | GTIN (UVE) | GTIN (VE) | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Gewicht (kg) | Menge VE / Palette |
|-------|---------------|---------------|-----------|------------|----------|--------------|--------------------|
| XS | 4059904041264 | 4059904009820 | 0,34 m | 0,23 m | 0,22 m | 3,95 kg | 80 |
| S | 4059904041271 | 4059904009837 | 0,34 m | 0,23 m | 0,22 m | 4,23 kg | 80 |
| M | 4059904041288 | 4059904009844 | 0,34 m | 0,23 m | 0,22 m | 4,51 kg | 80 |
| L | 4059904041295 | 4059904009851 | 0,34 m | 0,23 m | 0,22 m | 4,58 kg | 80 |

Zolltarifnummer: 40151200000

Ursprungsland: Malaysia