

8327 // CANDY WAVE

Nitril-Einmalhandschuhe
PSA Risikokategorie III | Medizinprodukt Klasse I



Sehr gutes Tastempfinden
Sehr guter Trocken- und Ölgriff
Besonders robust und widerstandsfähig



AQL
1,5

NI

TESTED
ACCORDING TO
EN 455

8327 // CANDY WAVE

Material:	Nitril, pink
Beschichtung:	-
Größe(n):	XS-L
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	EN ISO 21420, EN ISO 374, EN 421

NITRAS CANDY WAVE, Nitril-Einmalhandschuhe, pink (Farbcode: 6400), unsteril, Rollrand, puderfrei, hergestellt nach EN 455, beidseitig tragbar (linke und rechte Hand), medizinische Handschuhe, mikrogeraute Fingerspitzen, Farbleitsystem für Größen, AQL 1,5, Schutz gegen Mikroorganismen, Bakterien und Viren, Schutz gegen radioaktive Kontamination durch feste Partikel, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, sehr guter Trocken- und Ölgriff, besonders robust und widerstandsfähig, Medizinprodukte Klasse I, PSA-Risikokategorie III, Box à 100 Stück

ISO 374-1/Type B



JKT

ISO 374-5:2016



VIRUS

EN ISO 21420

EN 421:2010


AQL
1,5

NI

TESTED
ACCORDING TO
EN 455

Branchen

-  Beauty Edition
-  Black Edition
-  Care Edition
-  Cleaning Edition
-  Dental Edition
-  Medical Edition

Vorteile

- + Sehr gutes Tastempfinden
- + Sehr guter Trocken- und Ölgriff
- + Besonders robust und widerstandsfähig



Weitere Bilder



Farbvarianten



8327 // CANDY WAVE
Farbcode: 6400



8304 // GLAMOUR WAVE
Farbcode: 6300



8310 // WHITE WAVE
Farbcode: 1100



8311 // BLUE WAVE
Farbcode: 2200



8320 // BLACK WAVE
Farbcode: 1000



8321 // PINK WAVE
Farbcode: 6300



8322 // PURPLE WAVE
Farbcode: 6200



8323 // GREEN WAVE
Farbcode: 3000



8324 // INDIGO WAVE
Farbcode: 2400



8325 // MINT WAVE
Farbcode: 3200



8326 // RED WAVE
Farbcode: 6000



8328 // VIOLET WAVE
Farbcode: 6200

Leistungswerte

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 JKT	J - n-Heptan	1-6	3 (> 60)
	K - Natriumhydroxid 40%	1-6	6 (> 480)
	T - Formaldehyd 37%	1-6	4 (> 120)
EN ISO 374-5:2016	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 VIRUS	Penetration	-	Bestanden
	Schutz vor Viren	-	Bestanden
EN ISO 21420:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5
EN 421:2010	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
			

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Nitril	pink
Zeigefinger und Daumen	Nitril	pink
Handrücken	Nitril	pink
Fingerspitzen	Nitril	pink
Stulpe / Strickbund	Nitril	pink

Materialstärke (ca.)

Finger	0,10 mm
Innenhand	0,08 mm
Stulpe	0,07 mm

Größe	Länge (mm)	Breite Handfläche (mm)
XS	240	76
S	240	84
M	240	94
L	240	105

Eigenschaften	Vor dem Altern	Nach dem Altern
Reißdehnung	500%	400%
Reißfestigkeit	14 MPa	14 MPa

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
XS	4059904041264	4059904009820	0,34 m	0,23 m	0,22 m	3,95 kg	80
S	4059904041271	4059904009837	0,34 m	0,23 m	0,22 m	4,23 kg	80
M	4059904041288	4059904009844	0,34 m	0,23 m	0,22 m	4,51 kg	80
L	4059904041295	4059904009851	0,34 m	0,23 m	0,22 m	4,58 kg	80

Zolltarifnummer: 40151200000

Ursprungsland: Malaysia